



PRESSALIT®

Produkt	Puslemadras 800 mm
Varenummer	R8700000
	VVS:777630780 RSK:8565123 EAN:5708590376530
Farve	Hvid 
Produktbeskrivelse	Madrasser til pusleborde fås i flere farver og i længder, der er tilpasset de forskellige puslebordslængder. Tilbehør til pusleborde. Puslemadras 760 mm x 800 mm x 30 mm, til 800 mm puslebord. Ftalatfri.
Materialer	Betræk: Techmadin, ftalatfri Fyld: Skum
Rengøring	Betræk: Techmadin, ftalatfri Daglig rengøring med sæbevand og efterfølgende aftørring med en fugtig klud, samt regelmæssig vask ved 60-90 grader uden brug af skyllemiddel. Krympning efter vask kan forekomme. Vend IKKE vrangen ud ved vask. Kan tørretumbles ved max. 60 grader. Kan desinficeres med antiseptiske vådservietter. Alkohol % < 70. Brug ikke desinfektionsmidler, der er beregnet til hårde overflader. Fyld: (skum) Skummet indeholder kun DINP-blødgørere, der er godkendt af EU til brug i børneartikler. Skummet må ikke vaskes. Madrassen må af hygiejnemæssige årsager ikke bruges uden betrækket.



PRESSALIT®

Produkt	Puslemadras 800 mm
Varenummer	R8700000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026