




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Public Universal Zeepdispenser met sensor, 850 ml, geborsteld staal PZ30715
Beschrijving	VVS: 774566215 NRF: 1438658 RSK: 8920590 EAN: 5708590396347  Zeepdispenser met roestvrijstalen sensor voor wandmontage. Druppelvrije zeepomp met 850 ml reservoir. Ontworpen voor gewone vloeibare zeep of handcrème. Afsluitbare oplossing. Incl. montagekit.
Materialen	Europees roestvrij staal (AISI 316L)
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com