




PRESSALIT®

Product Varunummer	Vägghängd toalett, kantlös, 540 mm R2098000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS:613232000 NRF:6191063 EAN:5708590377155  Toalett, vägghängd, avstånd från vägg: 540 mm. Exkl. monteringskit. Toalett, vägghängd, avstånd från vägg: 540 mm. Exkl. monteringskit.
Produktkapacitet	Maximal belastning: 400 kg.
Material	Porslin
Ergonomi	Vägghängd toalett möjliggör montering på individuell höjd. Lämnar utrymme för fotstöd, benen på en mobil lyft och vårdgivarens fötter.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

pressalit.com

PRESSALIT®