




PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Choice Distributeur de savon, 330 ml, acier poli Q10700
Description	VVS:774681140 NRF:6190941 RSK:8507853 EAN:5708590356211  Laissez la série d'accessoires de salle de bain Pressalit Choice rehausser le décor de votre salle de bain et créer une cohérence avec un look intemporel. Vous bénéficiez d'une gamme complète d'accessoires adaptés à toutes les salles de bain. Elégant distributeur de savon pour montage mural. Offre plus d'espace sur le lavabo.
Matériaux	Acier inoxydable AISI 304, PE
Garantie Nettoyage	Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication. Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux. Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com