




# PRESSALIT®

## Uni scharnier, set 2 stuks

**Artikelnummer**

B47P999  
EAN:5708590238401



**Product capaciteit**

**Gewicht** 0,194 kg

**Gewicht per stuk** 0,194 kg

**Gewicht per colli** 0 kg

**Aantal per colli** 0

**Aantal per pallet** 0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®