




PRESSALIT®

Product Varunummer	Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4 R844721304
Färg	VVS: 777542821 EAN: 5708590373935 HMI: 128434 Pärlgrå
Beskrivning	 Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4 mobil duschbrits, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slang. Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4 mobil duschbrits, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slang.
Material	Madrassöverdraget är svetsat polyester med PVC-beläggning. Det är UV-beständigt och 100% vattentätt. Den innehåller varken CFC eller latex. Skumfyllningen är flexibelt polyeterbaserat polyuretanskum, godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREvention Wipes Lingettes Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4
Varunummer	R844721304

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026