




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Spatgordijn voor SCT 1000 douchebrancards R8420000
Kleur	Wit
Beschrijving	VVS: 777544840 NRF: 7501957 EAN: 5708590293295 NBS: N13:40,375  Spatgordijn voor SCT 1000 douchebrancards, 1400 Materialen: PVC-gecoat canvas (Ftalaatvrij) Spatgordijn voor SCT 1000 douchebrancards, 1400 mm.
Materialen	Het spatgordijn is gemaakt van polyester canvas en is bedekt met PVC dat 100% vrij is van ftalaat.
Functie	Het spatgordijn beschermt de verzorger tegen spatten.

pressalit.com

PRESSALIT®