



PRESSALIT®

Buffer med skrue, 100 mm

Varenummer


T9804

EAN:5708590183930

Buffer med skrue 100 mm pr. stk.

Beskrivelse

Buffer med skrue 100 mm pr. stk.

**Produktkapacitet****Vægt**

0,1 kg

Vægt emballeret

0,1 kg

Vægt pr. kolli

0 kg

Antal pr. kolli

0

Antal pr. palle

0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

pressalit.com