




# PRESSALIT®

---

## Verhoogde buffer met schroef 50 mm

---

<b>Artikelnummer</b>	T9803 EAN:5708590183947
<b>Kenmerken</b>	Verhoogde buffer met schroef 50 mm



---

### Product capaciteit

---

<b>Gewicht</b>	0,46 kg
<b>Gewicht per stuk</b>	0,46 kg
<b>Gewicht per colli</b>	0 kg
<b>Aantal per colli</b>	0
<b>Aantal per pallet</b>	0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---