



PRESSALIT®

Article Numéro article	Matelas à langer 950 mm R8703432
Couleur	VVS: 777630802 EAN: 5708590339092 HMI: 125808 Gris moyen 
Description	Les matelas pour table à langer sont disponibles en plusieurs coloris et dans des longueurs adaptées aux différentes longueurs de table à langer. Accessoires pour tables à langer Matelas à langer 760 mm x 950 mm x 30 mm, pour table à langer 1400 mm avec lavabo Sans phthalates
Nettoyage	R8701-R8705 Comment nettoyer les matelas de table à langer : Housse Techmadin, sans phthalate Nettoyer quotidiennement à l'eau savonneuse, puis essuyer avec un chiffon humide ; laver régulièrement à 60-90° sans utiliser d'adoucissant textile. Rétrécissement après lavage peut se produire. Ne pas tourner avant le lavage. Peut être passé au sèche-linge à max. 60°. Peut être désinfecté à l'aide d'une lingette antiseptique. Pourcentage d'alcool < 70. Ne pas utiliser de désinfectants destinés aux surfaces dures. Rembourrage : Le rembourrage contient uniquement des assouplissants DINP approuvés par l'UE pour l'utilisation dans les articles pour enfants. Ne pas laver la mousse. Ne pas utiliser le matelas sans la housse pour des raisons d'hygiène.



PRESSALIT®

Article	Matelas à langer 950 mm
Numéro article	R8703432

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®