




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Pappersdispenser, manuell, 500 ark, borstat stål PY30110
Beskrivning	<p>VVS:776135515 NRF:1438631 RSK:8920387 EAN:5708590392318</p>  <p>Pappersdispenser i rostfritt stål för väggmontering. För ca 500 pappersservetter. Nyckelmanövrerad öppning. Inkl. monteringsatts.</p> <p>Hölje i rostfritt stål. Fylls uppifrån och har en inspektionsöppning för att indikera fyllnadsnivå.</p> <p>Rekommenderad pappersstorlek (vikt): 240–250 mm × 100–115 mm.</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com