




PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	Matras voor aankleedtafel 1800 mm R8704378
<b>Kleur</b>	VVS: 777630768 EAN: 5708590366104 HMI: 125811  Navy blue 
<b>Beschrijving</b>	Matrassen voor aankleedtafels zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en in lengtes die aangepast zijn aan de verschillende aankleedtafels lengtes.  Accessoires voor aankleedtafels. Matras 760 mm x 1800 mm x 30 mm voor aankleedtafel 1800 mm. Ftaalzuur-vrij.
<b>Reiniging</b>	R8701-R8705 Bekleding (afdekking): Techmadin, ftalaatvrij Dagelijks met zeepsop reinigen en vervolgens met een vocht-tige doek schoonvegen. Regelmatig zonder wasverzachter op 60-90°C wassen. Krimp na wassen kan voorkomen. Keer niet binnenstebuiten voorafgaand aan het wassen. Mag in een droogtrommel worden gedroogd op max. 60°. Mag worden gedesinfecteerd met antiseptische doekjes. Alcohol % < 70. Gebruik geen desinfectiemiddelen die voor harde oppervlakken zijn bedoeld. Opvulling: (schuim) Het schuim bevat uitsluitend DINP-weekmakers die door de EU zijn goedgekeurd voor gebruik in artikelen voor kinderen. Was het schuim niet. Gebruik het matras om hygiëneredenen niet zonder afdekking.



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	Matras voor aankleedtafel 1800 mm
<b>Artikelnummer</b>	R8704378

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®