




PRESSALIT®

Puffer mit Schraube 100 mm

Produktnummer	T9804 EAN:5708590183930 Puffer mit Schraube 100 mm
Beschreibung	Puffer mit Schraube 100 mm



Produktkapazität

Gewicht	0,1 kg
Gewicht, brutto	0,1 kg
Gewicht pro kolli	0 kg
Stück per kolli	0
Stück pro Palette	0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

pressalit.com
