




PRESSALIT®

Article Numéro article	Matelas à langer 1350 mm R8705000
Couleur	VVS: 777630830 EAN: 5708590366111 HMI: 125814 Blanc 
Description	Les matelas pour table à langer sont disponibles en plusieurs coloris et dans des longueurs adaptées aux différentes longueurs de table à langer. Accessoires pour tables à langer Matelas à langer 760 mm x 1350 mm x 30 mm, pour table à langer 1800 mm avec lavabo Sans phthalates
Nettoyage	R8701-R8705 Comment nettoyer les matelas de table à langer : Housse Techmadin, sans phthalate Nettoyer quotidiennement à l'eau savonneuse, puis essuyer avec un chiffon humide ; laver régulièrement à 60-90° sans utiliser d'adoucissant textile. Rétrécissement après lavage peut se produire. Ne pas tourner avant le lavage. Peut être passé au sèche-linge à max. 60°. Peut être désinfecté à l'aide d'une lingette antiseptique. Pourcentage d'alcool < 70. Ne pas utiliser de désinfectants destinés aux surfaces dures. Rembourrage : Le rembourrage contient uniquement des assouplissants DINP approuvés par l'UE pour l'utilisation dans les articles pour enfants. Ne pas laver la mousse. Ne pas utiliser le matelas sans la housse pour des raisons d'hygiène.



PRESSALIT®

Article	Matelas à langer 1350 mm
Numéro article	R8705000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®