




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Universal Desinfektionsdispenser med sensor 950 ml, borstat stål PZ30732
Beskrivning	VVS: 774566615 NRF: 1438660 RSK: 8920592 EAN: 5708590396361  Desinfektionsdispenser med sensor i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsdesinfektionspump med 950 ml tank. Utformad för standardhanddesinfektionsmedel. Låsbar lösning. Inkl. monteringssats. Inspektionsöppning indikerar fyllnadsnivå.
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
Garanti Rengöring WEEE	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com