




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Pressalit Public Classic Papirdispenser, manuel, 500 ark, poleret stål PY10110
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 776135540 NRF: 1438633 RSK: 8920380 EAN: 5708590392240</p>  <p>Papirdispenser i rustfrit stål til vægmontering. Til ca. 500 papirservietter. Nøglebetjent åbning. Inkl. monterings sæt.</p> <p>Hus i rustfrit stål. Påfyldes i toppen og har en inspektionsåbning for at angive påfyldningsniveau.</p> <p>Anbefalet papirstørrelse (foldet): 240–250 mm × 100–115 mm.</p>
<b>Materialer</b>	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
<b>Garanti</b> <b>Rengøring</b>	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>