




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 R844721302
Farbe	<p>VVS: 777542822 EAN: 5708590373928 HMI: 128434</p> <p>Zinngrau</p> 
Produkt- beschreibung	<p>Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 Duschwagen, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m Schlauch.</p> <p>Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 Duschwagen, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m Schlauch.</p>
Materialien	Der Matratzenbezug besteht aus geschweißtem Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung. Es ist UV-beständig und 100% wasserundurchlässig. Es enthält weder FCKW noch Latex. Die Schaumfüllung ist ein flexibler Polyurethanschaum auf Polyetherbasis, der gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



PRESSALIT®

Produkt	Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4
Produktnummer	R844721302
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>

pressalit.com

PRESSALIT®