




# PRESSALIT®

---

## Styrebuffer med skrue, 2 stk

---

<b>Varenummer</b>	T9807 EAN:5708590200521
<b>Beskrivelse</b>	Styrebuffer med skrue, 2 stk



---

### Produktkapacitet

---

<b>Vægt</b>	0,03 kg
<b>Vægt emballeret</b>	0,03 kg
<b>Vægt pr. kolli</b>	0 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	0
<b>Antal pr. palle</b>	0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---