



# PRESSALIT®


---

## Kippanker, Ersatzteilset, 2 Stck. A9233

---

**Produktnummer**

A9178  
EAN:5708590347295



---

**Produktkapazität**

---

**Gewicht** 0,0091 kg

**Gewicht, brutto** 0,0091 kg

**Gewicht pro kolli** 0 kg

**Stück per kolli** 0

**Stück pro Palette** 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

# PRESSALIT®