



PRESSALIT®

Pressalit Objecta Pro uden låg 989
Standard toaletsits med antibakteriell effekt, utan lock, inkl.
beslag i rostfritt stål

Varunummer

989011-DH2999
 VVS: 615046011
 NRF: 6190293
 RSK: 7821837
 EAN: 5708590344737

Pressalit Objecta Pro - utan lock. En lämplig sits för projektmarknaden med antibakteriell effekt. Snygg och slimmad design som passar ett brett utbud av skålar.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toaletsits utan lock, modell "Objecta Pro", art. nr. 989 i genomfärgad härdad plast, inkl. DH2 univertikal beslag i rostfritt stål.
 - centeravstånd 155 mm
 - belastning - sittring 240 kg
 - 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2016



Pressalit Objecta Pro uden låg 989
Standard toaletsits med antibakteriell effekt, utan lock, inkl.
beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toaletsitsar har uppmäts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toaletsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittning 240 kg
Vikt	1,284 kg
Kartong storlek	490x389x84 mm
Vikt per kolli	1,624 kg
Paket storlek	479x399x458 mm
Vikt per kolli	8,12 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	8
Antal per pall	40
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Objecta Pro uden låg 989
Standard toalettsits med antibakteriell effekt, utan lock, inkl.
beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®