




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser med sensor, 700 ml, polerat stål PY10725
Beskrivning	<p>VVS: 774565640 NRF: 1438616 RSK: 8920383 EAN: 5708590392271</p>  <p>Desinfektionsdispenser med sensor i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsdesinfektionspump med 700 ml tank. Utformad för standardhanddesinfektionsmedel. Läsbar lösning. Inkl. monteringsatts.</p> <p>Inspektionsöppning indikerar fyllnadsnivå.</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com