




PRESSALIT®

Universal-Kippankerscharnier für lift-off

Produktnummer

DF4999
VVS: 616810983
EAN: 5708590341958



*20 mm / ** 40 mm

Produktkapazität

Gewicht	0,26 kg
Gewicht, brutto	0,26 kg
Gewicht pro kolli	0 kg
Stück per kolli	0
Stück pro Palette	0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com