




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Choice Toalettborste till väggmontage, med skål i glas, polerat stål Q10800
Beskrivning	<p>VVS:778497140 NRF:6190942 RSK:8714259 EAN:5708590336947</p>  <p>Låt Pressalit Choice badrumstillbehörsserien lyfta utseendet på ditt badrum och skapa sammanhållning med en tidlös look. Du får ett komplett sortiment av tillbehör som passar alla badrum.</p> <p>Elegant toalettborste för väggmontering. Ger extra utrymme på golvet.</p>
Material	Rostfritt stål AISI 304, glas, monteringsinsats i mässing
Garanti	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.
	Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com