




PRESSALIT®

Product	Kabellåda, 2 000 mm
Varunummer	RK1051000
	EAN:5708590265827
Färg	Vit
Beskrivning	Det finns ett urval av olika tillbehör för INDIVO lyftenheterna. Kabellåda, 2000 mm, vit, för INDIVO lyftenhet till överskap



pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®