




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Papperskorg 60 l, borstat stål PY30920
Beskrivning	VVS:777744615 NRF:1438611 RSK:8920395 EAN:5708590392370  Papperskorg i rostfritt stål för golvmontering eller dold väggmontering. Frontpanel med plåt i rostfritt stål med rundade hörn. Utrustad med en avtagbar, tvättbar tygpåse av polypropylen. Kapacitet ca 60 liter. Levereras inkl. monteringsats. 2,5 mm och 4 mm tjocka galler och andra raden monteringshål för dold väggmontering.
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com