




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Home Toiletpapirholder, mat sort PH40200
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590379876 DB: 2293431  Pressalit Home er en smuk og tidløs tilbehørs serie til badeværelset. Brug den til at skabe sammenhæng og give udtrykket i din indretning af badeværelset et elegant løft.
Materialer	Rustfrit stål AISI 304 og messing
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com