




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Choice Tvåldispenser, 330 ml, vägghängd, polerat stål Q10700
Beskrivning	VVS:774681140 NRF:6190941 RSK:8507853 EAN:5708590356211  Låt Pressalit Choice badrumstillbehörsserien lyfta utseendet på ditt badrum och skapa sammanhållning med en tidlös look. Du får ett komplett sortiment av tillbehör som passar alla badrum. Elegant tvålautomat för väggmontering. Ger extra utrymme på tvättstället.
Material	Rostfritt stål AISI 304, insats i PE
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com