



PRESSALIT®

Stabilisatie buffers met schroef, 2 stuks


Artikelnummer

T9807

EAN:5708590200521

Kenmerken

Stabilisatie buffers met schroef, 2 stuks

**Product capaciteit****Gewicht**

0,03 kg

Gewicht per stuk

0,03 kg

Gewicht per colli

0 kg

Aantal per colli

0

Aantal per pallet

0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

pressalit.com

PRESSALIT®