



PRESSALIT®

Produkt	Matratze 760 x 950 x 30 mm
Produktnummer	R8703378
	VVS: 777630808 RSK: 8565132 EAN: 5708590366081 HMI: 125808
Farbe	Marineblau
Produkt- beschreibung	Matratzen für Wickeltische gibt es in mehreren Farben und in Längen, die auf die unterschiedlichen Wickeltischlängen abgestimmt sind. Zubehör für Wickeltisch Matratze 760 mm x 950 mm x 30 mm, für 1400 mm Wickeltisch mit sanitären Artikeln Phthalatfrei
	
Materialien	Polster: Techmadin (phthalatfreies Material) Füllung: Schaumstoff)
Reinigung	Polster (Bezug): Techmadin (phthalatfreies Material) Reinigen Sie den Bezug täglich mit Seifenwasser und wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch nach. Waschen Sie den Bezug regelmäßig bei 60-90°C ohne Weichspüler. Schrumpfung nach dem Waschen kann auftreten. Drehen Sie den Bezug vor dem Waschen nicht auf links. Kann im Wäschetrockner getrocknet werden bei max. 60°. Sie können die Auflage mit antiseptischen Tüchern desinfizieren. Alkoholgehalt < 70 %. Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel, die für harte Oberflächen bestimmt sind. Füllung: (Schaumstoff) Der Schaumstoff enthält ausschließlich DINP-Weichmacher, die von der EU für die Verarbeitung in Produkten für Kinder freigegeben sind. Der Schaumstoff darf nicht gewaschen werden. Verwenden Sie die Auflage aus hygienischen Gründen nur mit Bezug.



PRESSALIT®

Produkt	Matratze 760 x 950 x 30 mm
Produktnummer	R8703378

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026