




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Style Toiletpapirholder, mat sort PR40200
Produktbeskrivelse	VVS: 776478031 NRF: 7001541 RSK: 8744203 EAN: 5708590375274 DB: 2266859  Lad elegancen og din personlige stil skinne igennem med Pressalit Style. De lange, elegante og grafiske silhuetter giver dig et spændende udtryk på badeværelset og byder ikke blot på et æstetisk løft - de viser også, at du har truffet et aktivt valg om at lade ekstraordinært dansk design indgå i indretningen af dit hjem. Produkterne er nemme at montere med enten medfølgende skruer eller med lim, som kan tilkøbes.
Materialer	Zamak
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com