




PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Choice Porte-papier de réserve, noir mat Q40260
Description	<p>VVS:776591231 NRF:6190345 RSK:8744051 EAN:5708590366890</p>  <p>Laissez la série d'accessoires de salle de bain Pressalit Choice rehausser le décor de votre salle de bain et créer une cohérence avec un look intemporel. Vous bénéficiez d'une gamme complète d'accessoires adaptés à toutes les salles de bain.</p>
Matériaux	Acier inoxydable AISI 304, point de fixation en laiton
Garantie Nettoyage	<p>Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.</p> <p>Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.</p>

pressalit.com