




## Univertikalscharnier

**Produktnummer**

UN3P999  
EAN:5708590298313

**Produktkapazität**

<b>Gewicht</b>	0,192 kg
<b>Gewicht, brutto</b>	0,192 kg
<b>Gewicht pro kolli</b>	0 kg
<b>Stück per kolli</b>	0
<b>Stück pro Palette</b>	0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)