



PRESSALIT®

Product Varunummer	Madrass till skötbord 900 mm R8701000
Färg	VVS: 777630700 RSK: 8565124 EAN: 5708590339054 HMI: 125330 Vit
Beskrivning	 Madrasser för skötbord finns i flera färger och i längder som är anpassade till olika skötbordslängder. Tillbehör till skötbord. Madrass 760 mm x 900 mm x 30 mm, till 900 mm skötbord. Ftalatfri.
Material	Överdrag: Techmadin, ftalatfri Stopping: Skum
Rengöring	Överdrag: Techmadin, ftalatfri Daglig rengöring med vatten och tvål följt av avtorkning med en fuktig trasa, samt tvätt regelbundet vid 60-90° utan sköljmedel. Krympning efter tvätt kan förekomma. Vänd inte ut och in vid tvätt. Kan torktumlas vid max 60°. Kan desinficeras med antiseptiska servetter. Alkohol < 70 %. Använd inte desinficeringsmedel som är avsedda för hårda ytor. Stopping: (skum) Skummet innehåller endast DINPmjukgörare som är godkända av EU för användning i produkter för barn. Tvätta inte skumstopningen. Använd inte madrassen utan överdraget av hygienskäl.



PRESSALIT®

Product	Madrass till skötbord 900 mm
Varunummer	R8701000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

18. august 2026