




PRESSALIT®

Produkt	Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer
Varenummer	R8421000
	VVS: 777544880 NRF: 7501958 EAN: 5708590293301 NBS: N13:40,375
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer, 1800 mm. Materialer: PVC-belagt lærred (ftalatfrit). Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer, 1800 mm.
Materialer	PVC-belagt lærred (ftalatfrit).
Ergonomi	Bruseforhæng beskytter hjælperen mod vandsprøjt.

pressalit.com

PRESSALIT®