



PRESSALIT®

Verhoogde buffer met schroef 100 mm

Artikelnummer


T9804

EAN:5708590183930

Verhoogde buffer met schroef 100 mm

Kenmerken

Verhoogde buffer met schroef 100 mm



Product capaciteit

Gewicht

0,1 kg

Gewicht per stuk

0,1 kg

Gewicht per colli

0 kg

Aantal per colli

0

Aantal per pallet

0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

pressalit.com

PRESSALIT®