




## Vast scharnier met doorlopende pen

Artikelnummer

BY3999  
EAN:5708590267203



Product capaciteit

Gewicht

0,254 kg

Gewicht per stuk

0,254 kg

Gewicht per colli

0 kg

Aantal per colli

0

Aantal per pallet

0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

[pressalit.com](http://pressalit.com)