




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Premium Toiletpapirholder til 1 rulle toiletpapir + 1 reserverulle, børstet stål PX30210
Produktbeskrivelse	VVS: 776130215 NRF: 1438646 RSK: 8920365 EAN: 5708590392660  Toiletpapirholder i stålhus med plads til reserverulle. Til vægmontering. Papirholderen er låsbar og inkl. monteringsæt.
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com