




# PRESSALIT®

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                           | TMA 2 armstøtte til montering på toilet, bredere pasform<br>R1190112000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Farve</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Produktbeskrivelse</b> | VVS:615724200<br>NRF:6190324<br>RSK:7828182<br>EAN:5708590376233<br>HMI: 130724<br>FDA: ILS/D135866<br>Hvid<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>TMA-armstøtter fås i forskellige bredder og modeller med eller uden toiletsæde.<br><br>TMA 2 Armstøtter til montering på toilet, inkl. R37 Dania toiletsæde med BL1999 beslag. Grå håndtag.                |
| <b>Justerbarhed</b>                                                           | Fastmonteret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materialer</b>                                                             | Pulverlakeret, rustfrit stål.<br>Blød polyuretan.<br><i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1). Testrapport tilgængelig.</i><br>Toiletsæde og låg i termoplast (urea).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ergonomi</b>                                                               | Solide greb der giver god støtte, og de polstrede håndtag giver komfort for hænder og arme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funktioner</b>                                                             | Armstøtterne kan slås individuelt op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Garanti</b>                                                                | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rengøring</b>                                                              | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.<br>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.<br><br>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. |



# PRESSALIT®

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | TMA 2 armstøtte til montering på toilet, bredere pasform |
| <b>Varenummer</b> | R1190112000                                              |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®