




PRESSALIT®

Product Varunummer	Frontgrepp till VALUE toalettarmstöd R1152000	
Färg	VVS:615722920 NRF:6190513 EAN:5708590176833 HMI: 102016 NBS:N13:436 Vit	
Beskrivning	Front grepp till toalettarmstöd, per set. Front grepp till toalettarmstöd, per set.	
Justerbar	Fast höjd	
Produktkapacitet	Maximal vertikal belastning: 40 kg.	
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.	

pressalit.com

PRESSALIT®