




PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------------|---|
| Product Varunummer | Pressalit Public Premium Tvålpump, 200 ml, borstat stål PX30710 |
| Beskrivning | <p>VVS:774684215 NRF:1438645 RSK:8920370 EAN:5708590392172</p>  <p>Tvålpump i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsmanövrering och droppfri tvålpump med 200 ml behållare. Utformad för vanlig flytande tvål eller handlotion. Inkl. monteringsatts.</p> |
| Material | Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L) |
| Garanti Rengöring | <p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p> |

pressalit.com