




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Choice Handduksstång, 60 x 8,5 cm, enkel, borstad mässing Q70500
Beskrivning	<p>VVS:775711105 NRF:7001082 RSK:8755026 EAN:5708590372235 DB: 2173272</p>  <p>Låt Pressalit Choice badrumstillbehörsserien lyfta utseendet på ditt badrum och skapa sammanhållning med en tidlös look. Du får ett komplett sortiment av tillbehör som passar alla badrum.</p>
Material	Rostfritt stål AISI 304, monteringsinsats i mässing
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com