



PRESSALIT®

Styrbuffert med skruvar 2 stk


Varunummer

T9807

EAN:5708590200521

Beskrivning

Styrbuffert med skruvar 2 stk

**Produktkapacitet****Vikt**

0,03 kg

Vikt per kolli

0,03 kg

Vikt per kolli

0 kg

Antal per kolli

0

Antal per pall

0

Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.

pressalit.com

PRESSALIT®