




PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Public Classic Distributeur de désinfectant avec capteur, 950 ml, incl. support, acier brossé PY30735
Description	<p>VVS: 774565815 NRF: 1438618 RSK: 8920392 EAN: 5708590392349</p>  <p>Distributeur de désinfectant en acier inoxydable brossé. Monté sur un support au sol. Pompe de désinfection avec capteur et réservoir de 950 ml. Conçu pour un désinfectant pour les mains standard. Solution verrouillable. Kit de montage inclus.</p> <p>L'ouverture d'inspection indique le niveau de remplissage.</p>
Matériaux	Acier inoxydable européen (AISI 316L)
Garantie Nettoyage	<p>Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.</p> <p>Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.</p>

pressalit.com