




PRESSALIT®

Universal kipanker beslag til lift-off

Varenummer

BL6999
VVS: 616810979
EAN: 5708590212449



Produktkapacitet

Vægt	0,146 kg
Vægt emballeret	0,146 kg
Vægt pr. kolli	0 kg
Antal pr. kolli	0
Antal pr. palle	0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com