



PRESSALIT®

Product Varunummer	Trådlös manöverdosa till SCT 1000/2000/2100/3000 och CT 4000 R8493
	EAN:5708590378350
Beskrivning	Kan köpas som extra tillbehör eller som reservdel. Trådlös manöverdosa till SCT 1000/2000/2100/3000 och CT 4000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®