




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Handtuchhaken, groß, 1 Stck., verchromtes Zink RT953
Produkt- beschreibung	VVS: 775296500 NRF: 7000137 EAN: 5708590346526  Handtuchhaken, groß, 1 Stck., verchromtes Zink
Materialien	Verchromtes Zink
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

pressalit.com

PRESSALIT®