



PRESSALIT®

Buffer med skrue, 50 mm


Varenummer

T9803

EAN:5708590183947

Beskrivelse

Buffer med skrue 50 mm pr. stk.



Produktkapacitet

Vægt

0,46 kg

Vægt emballeret

0,46 kg

Vægt pr. kolli

0 kg

Antal pr. kolli

0

Antal pr. palle

0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

pressalit.com
