




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Universal Tvålpump, 1100 ml, borstat stål PZ30710
Beskrivning	VVS: 774566115 NRF: 1438657 RSK: 8920589 EAN: 5708590396330  Tvålpump i rostfritt stål för väggmontering. Droppfri enhandstvålpump med 1100 ml behållare. Utformad för vanlig flytande tvål eller handkräm. Låsbar lösning. Inkl. monteringsatts.
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®