




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Choice Handdoekhaakje, pen, 2 stuks, zwart chroom Q50150
Beschrijving	<p>VVS:775295211 NRF:6190962 RSK:8754895 EAN:5708590351681</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p> <p>Geniet van samenhang in je hele huis en gebruik de elegante handdoekhaak zowel in de badkamer als in de keuken.</p>
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing
Garantie	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.
Reiniging	<p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

pressalit.com