




PRESSALIT®

Product Varunummer	TMA 1 armstöd till montering på toalett R1171000
Färg	VVS:615723100 NRF:6191651 EAN:5708590211718 HMI: 42230 NBS:N13:436 DB: 2076624 Vit
Beskrivning	 TMA armstöd finns i olika bredder och modeller med eller utan toalettsits. TMA 1 toalettarmstöd för montering på Toalett. Med BL1999 beslag. Mörkgrå handtag. BL1 beslag som endast rekommenderas tillsammans med toalettsits R26, R27, R28, R29, R37 eller R38.
Justerbar	Fast höjd
Material	Pulverlackerad rostfritt stål. Mjuk polyuretan. <i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1). Testrapport tillgänglig.</i>
Funktioner	Armstöden kan fällas upp individuellt.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.
Överensstämmelses deklaration	Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



PRESSALIT®

Product	TMA 1 armstöd till montering på toalett
Varunummer	R1171000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®